



## Optistar™ ELITE

### Sistema de administración de contraste para RMN

El inyector Elite OptiStar™ le da la opción de operar desde el cabezal de potencia o de la consola de control. La consola cuenta con una pantalla táctil de color LCD que permite un manejo fácil, con comandos sencillos e intuitivos y pantallas de estado. También puede ayudar a que la administración sea más segura, con una función de alertas de estado, una función de Chequeo de permeabilidad™ y Sincronización de la inyección en bolo™.

Para obtener más información, visite [www.mallinckrodt.com](http://www.mallinckrodt.com)

Esenciales  
OptiSuite™



# Optistar™ ELITE

## Información de orden del producto

Inyectores



### Especificaciones técnicas

#### Tasa de flujo

0,1–10 ml/seg

#### Límite de presión

Jeringa de 60 ml: 150 psi  
PFS 10, 15, 20, 30 ml: 200 psi

#### Tamaños de jeringa

Jeringas vacías de 60 ml  
PFS 10, 15, 20, 30 ml

#### Volumen

Lado A: hasta 60 ml  
PFS 10, 15, 20, 30 ml  
Lado B: hasta 60 ml

#### Demora de escaneo

0 – 60 seg

#### Demora de la inyección

0 – 300 seg

#### Número de fases

6

#### Demora de la fase

0–600 seg

#### Memoria de protocolos

40

#### Resultado de inyección

Últimos 480 protocolos inyectados

#### Compatibilidad MR

Hasta 3 Escáner Tesla

#### Funcionamiento

Accionado con Motorizado AC.  
Sin batería

### Sistema de administración

#### ► Pedestal

Código	Descripción
M5200	Optistar™ ELITE – Sistema de administración de contraste MR – Soporte rodante

### Disponibles

Código	Descripción	QTY
<b>► Multipack</b>		
801800	Optistar™ jeringa MR 60/60/90 Multipack	50 cada uno
<b>► Jeringa con aguja</b>		
801801	Optistar™ jeringa MR aguja de flujo lateral 60 ml	50 cada uno
<b>► Tubería de conexión Y</b>		
801106	Tubería – Y – Válvula de único chequeo 152 cm (60")	100 cada uno
801107	Tubería – Y – Válvula de único chequeo 229 cm (90")	100 cada uno
<b>► Sólo conector Y</b>		
810555	Adaptador de extensión de tubería Y – válvulas de chequeo dual	50 cada uno
<b>► Tubería de extensión</b>		
601195	Tubería de extensión enroscada – 152 cm (60")	50 cada uno



La disponibilidad del producto y el resumen de las características de los productos pueden variar de un país a otro. Para obtener información específica de su país, por favor póngase en contacto con su oficina local o distribuidores de productos farmacéuticos Mallinckrodt.

AP/CMDS/02  
Agosto de 2013